

Le traitement fiable de l'eau de type III



**Approvisionnement
fiable avec de l'eau
de laboratoire de type III**



Chorus 3 (RO)
Production 10 l/h à 30 l/h

Avantages

- Quantité quotidienne d'eau 10-720 litres
- Eau de qualité primaire provenant de l'osmose inverse
- Particules Rejet > 99 %

Méthodes de retraitement

- Prétraitement
- Osmose inverse

Contenu de la livraison

- Système d'eau pure PURELAB Chorus 3
- Cartouche de prétraitement
- Osmose inverse
- Alimentation en courant 160W, 24V

Si vous avez besoin d'une eau de laboratoire à usage général, le PURELAB Chorus 3 (OI) offre des solutions fiables et flexibles afin de satisfaire vos exigences.

Avec une gamme de réservoirs de stockage, conçus pour maintenir la pureté optimale de l'eau purifiée stockée, d'une capacité de 15, 30, 60 et 100 litres au choix.

Élimination du CO₂ de l'eau purifiée (à l'issue de l'osmose inverse) en option, ce qui augmente la durée de vie des consommables en aval. Option pour réduire la consommation d'eau pour les eaux d'alimentation de faible dureté.




Caractéristiques techniques	Chorus 3 10 l/h	Chorus 3 20 l/h	Chorus 3 30 l/h
Débit	10 l/h	20 l/h	30 l/h
Composés organiques (COT)	<50 ppb		
Bactéries	< 50 CFU/ml		
pH	Effectivement neutre		
Particules	rejet > 99 %		
Utilisation quotidienne (max)	240 l/jour	480 l/jour	720l/jour
Poid en kg	15	16	17
Dimension (LxPxH) mm	375 x 340 x 435	375 x 340 x 435	375 x 340 x 435

Optionen

Option Chorus 3	No de commande
Kit de fixation murale	ELA795
Kit de fixation murale pour réservoir 15/30L	ELA770
Kit de fixation murale pour réservoir 60 l	ELA771
Unité de dégazage	ELA775
Réservoir de 15 litres 376 x 340 x 470 mm (LxPxH)	ELA757
Réservoir de 30 litres 376 x 340 x 660 mm (LxPxH)	ELA758
Réservoir de 60 litres 532 x 522 x 570 mm (LxPxH)	ELA759
Réservoir de 60 litres 532 x 522 x 806 mm (LxPxH)	ELA760

Diagramme Chorus 3



Ideal geeignet für

- Préparation du tampon
- Lavage / rinçage
- Fourniture d'autoclave
- Chimie générale
- Systèmes de climatisation
- Générateur de vapeur
- Fourniture de stérilisateurs
- L'alimentation des polisseurs de type I

Labtec SERVICES AG

Nordstrasse 9 5612 Villmergen T 056 619 89 19 info@labtec-services.ch www.labtec-services.ch

Consultez notre site internet:
www.labtec-services.ch